

人肾透明细胞癌 Caki-1

Cat No. :KF-0142

- 种属:** 人
- 别称:** CAKI-1; CaKi-1; caki-1; CAKI.1; CAKI 1; CAKI1; Caki1
- 组织来源:** 肾, 源自转移部位: 皮肤
- 疾病:** 肾透明细胞癌
- 传代比例/细胞消化:** 1:2 传代, 消化 2-3 分钟
- 完全培养基配置:** McCoy' s5A 培养基; 10%胎牛血清; 1%双抗
- 简介:** 该细胞超微结构中包含许多微绒毛、少许微丝、许多小线粒体、发达的高尔基体和内质网、许多脂滴和多层体、次级溶酶体, 没有发现病毒颗粒。
- 形态:** 上皮细胞样
- 生长特征:** 贴壁生长
- 倍增时间:** ~40-60h
- 抗原表达:** Blood Type 0; Rh-; HLA A9, B12, Bw35
- 致瘤性:** Yes, in nude mice; forms clear cell carcinoma in nude mice consistent with renal primary; also Forms tumors in steroid treated hamsters.
- STR :** Amelogenin: X; CSF1PO: 10, 11; D13S317: 11, 12; D16S539: 12; D18S51: 14; D19S433: 14; D21S11: 28, 30; D2S1338: 17, 19; D3S1358: 17; D5S818: 11, 12; D7S820: 8, 12; D8S1179: 12, 14; FGA: 26; TH01: 6, 8; TPOX: 8, 11; vWA: 15, 17;
- 培养条件:** 气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。
- 保藏机构:** ATCC; HTB-46
- 冻存条件:** 无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003
- 仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。**

注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖 放入培养箱静置 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。



4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

