

## 人 B 细胞淋巴瘤 SU-DHL-8

Cat No. :KF-0760

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 种属:                   | 人                                                                                                                |
| 别称:                   | SUDHL8; SUDHL-8; SuDHL 8; Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-8; DHL-8; DHL8                        |
| 组织来源:                 | 淋巴结; 来源于转移部位; 腹腔积液                                                                                               |
| 疾病:                   | B 淋巴瘤 , 大细胞淋巴瘤                                                                                                   |
| 传代比例/细胞消化:            | 1:2 传代                                                                                                           |
| 完全培养基配置:              | RPMI1640 培养基; 10%胎牛血清; 1%双抗                                                                                      |
| 形态:                   | 淋巴瘤细胞样                                                                                                           |
| 生长特征:                 | 悬浮生长                                                                                                             |
| 倍增时间:                 | 每周 2 至 3 次                                                                                                       |
| STR:                  | D5S818: 11, 13 D13S317: 11, 13 D7S820: 8 D16S539: 12 CSF1P0: 11, 12 vWA: 15, 19 TH01: 6, 9 TPOX: 8 Amelogenin: X |
| 培养条件:                 | 气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。                                                                |
| 保藏机构:                 | ATCC; CRL-2961                                                                                                   |
| 冻存条件:                 | 无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003                                                                                            |
| 仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。 |                                                                                                                  |

### 注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖放入培养箱静止 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。
- 4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

