

人多发性骨髓瘤克隆细胞 KMS-11

Cat No. :KF-1235

种属:	人
别称:	KMS11; kms11; kms 11; Kawasaki Medical School-11
组织来源:	胸腔积液
疾病:	骨髓瘤细胞
传代比例/细胞消化:	1:2 传代, 悬浮部分离心收集(1000RPM, 5 分钟), 贴壁部分消化 1-2 分钟
完全培养基配置:	RPMI1640 培养基; 10%胎牛血清; 1%双抗
简介:	KMS-11 细胞源自一名 67 岁患有骨髓瘤的女性的胸腔积液。
形态:	淋巴细胞样
生长特征:	悬浮贴壁生长
STR:	Amelogenin X CSF1P0 13 D2S1338 18, 21 D3S1358 15 D5S818 10, 12 D7S820 11, 12 D8S1179 13 D13S317 12 D16S539 9, 13 D18S51 13, 14 D19S433 12, 2, 13, 2, 14 D21S11 28, 30 FGA 22, 24 PentaD 11, 12 PentaE 15, 16 TH01 6, 9 TPOX 12 vWA 17, 18 D6S1043 12, 13 D12S391 21, 23 D2S441 11, 12
倍增时间:	每周 2 至 3 次
培养条件:	气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。
保藏机构:	JCRB; JCRB1179
备注:	该细胞为半悬浮和半贴壁细胞, 悬浮细胞离心收集, 贴壁细胞消化处理。
冻存条件:	无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003

仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。

注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖放入培养箱静止 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。
- 4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

